

Catálogo de Produtos



**Artigos
De
Acupunctura**



Índice de Produtos



Acupunctura:

Akulhas	5
Rolos Dermo-Acupunctura	12
Moxas	13
Artigos Magnéticos	21
Press Pellets / Sementes	22
Palpadores	24
Massajadores	26
Acu-Tape ATEX	27
Spiral Tape ATEX	28
Ventosas	29
T D P	32
Electro-Acupunctura	35
Ryodoraku	39
Localizador e Estimulador de Pontos	40
Acessórios de Electroacupunctura	42
Modelos Anatómicos	43
DETOX	48
Óleos, Bálsamos e Emplastos	50
Pressoterapia	56



AGULHAS



Agulhas Easy Glide:

Cabo em espiral de 20 mm, ponta de precisão, inserção conforto.

Blisters de 1 agulha com ou sem tubo guia. Estéreis e descartáveis.

	mm	15	25	30	40	50
Ref:	18	XXXX		XXXX		
DB 100	20			XXXX		XXXX
c/Guia	22			XXXX		
Ref:	25		XXXX	XXXX		
DB 102	30				XXXX	
s/Guia	35					

AGULHAS



Easy Glide



Agulhas Easy Glide:

Cabo em espiral de 20 mm, ponta de precisão, inserção conforto.

Blisters de 5 agulhas com 1 tubo guia. Estéreis e descartáveis.

Caixa de 500 unidades.

Ref:	mm	30	40
DB 500	25	XXXX	XXXX

AGULHAS



AGULHA CHINESA


MEDIDA	REF. c/Guia	REF. s/Guia
0.18 x 20	1144	
0.22 x 13	1182	1182 S/G
0.22 x 25	1185	1185 S/G
0.25 x 25	1205	1205 S/G
0.25 x 30	1206	
0.25 x 40	1207	1207 S/G
0.25 x 60	1209	
0.26 x 25	1225	
0.30 x 25		1265 S/G
0.30 x 40	1267	1267 S/G
0.30 x 60	1269	
0.30 x 100	1271	
0.32 x 40	1287	

AGULHAS



Agulhas Intradérmicas

Blister de 5 agulhas, caixa de 10 blisters
Medidas: 0.12 x 5 mm
Ref: 1600



Ref: 1701
Medidas 0.22 x 2 x 15



Press Needles - Auriculopunctura

10 Blisters de 10 unidades em placa e com
adesivo.



ASP - Auriculopunctura

Blisters de 8 unidades e adesivo.
Clássico e/ou Ouro

AGULHAS



Agulhas Manopunctura

Medida: 0.18 x 8 mm

100 pcs / Cx

Ref: 1200



Ref: 1111

Injector de Agulhas Manopunctura
Sem Mola

Ref: 1112

Injector de Agulhas Manopunctura
Com Mola

AGULHAS



Ref: 1900

Martelo Flôr de Ameixieira / Seven Star

Martelo em metal, cabo muito flexível e punho não deslizante.
Inclui duas cabeças de substituição.

Recargas p/Martelo

Contém 20 cabeças.

Ref: 1901



AGULHAS



Contentores de Agulhas



Ref: 1999

Capacidade 0.5 L.
Selagem inviolável.



Ref: 1998

Capacidade 2.5 L.
Selagem inviolável.



Ref: 1997

Capacidade 1.0 L.
Selagem inviolável.



DERMA ROLLERS

ROLO AGULHAS - DERMATOLOGIA



Ref: 1500 - 0,5 mm

Ref: 1501 - 1,0 mm

Ref: 1502 - 1,5 mm

ARTIGOS DE MOXA



Gold Moxa - Moxa Pura

Embalagem de 10 Gr.

Ref: 2000

Embalagem de 50 Gr

Ref: 2001



Charutos de Moxa Pura

Embalagem de 10 Pcs.

Ref: 2102



ARTIGOS DE MOXA



Charutos de Moxa Pura

9 mm x 120 mm.

Ref: 2100

Caixa de 20 unidades



Charutos de Moxa s/Fumo

Ingredientes: Artemisia vulgaris, Notopterygii incisum, Angelica dahurica, Saussureae Raiz de, 13 mm x 120 mm.

Ref: 2101

Caixa de 5 unidades embaladas individualmente.

ARTIGOS DE MOXA



Rolinhos de Moxa p/Agulha

Rolinhos de moxa pura.

Caixa de 200 unidades

Ref: 2200



Rolinhos de Moxa s/Fumo - Autoaderente

Rolinhos de moxa sem cheiro e sem fumo com aplicador autoaderente.

Caixa de 180 unidades

Ref: 2201

Rolinhos de Moxa s/Fumo - Gu Gwan

Rolinhos de moxa sem fumo.

Embalagem de 200 unidades

Ref: 2205



ARTIGOS DE MOXA



Rolinhos de Moxa auto aderente
Verdes—45–50 ° C.
Vermelho—60° C
Caixa de 180 unidades

Ref: 2204

Rolinhos de Moxa auto aderente

Caixa de 180 unidades

Ref: 2204M



ARTIGOS DE MOXA



Cilindros de Moxa auto aderente

Moxa pura enrolada em cilindros tamanho extra.

Autoaderente ou flutuante.

Caixa de 30 unidades

Ref: 2301

SENNENKIU - Moxa auto aderente sem fumo ou cheiro

Aquece em contacto com o ar atingindo cerca de 40 a 45°C em cerca de 20 minutos com uma duração de 3 horas.

Caixa de 12 unidades

Ref: 2302





ARTIGOS DE MOXA

Carvão de Moxa em Cones

Carvão de Moxa revestido por um composto de Jade, Argila, Germanium e Bio-Cerâmica.

Requer aproximadamente cinco minutos para atingir a temperatura ideal. Cada cone dura cerca de 20 a 25 minutos.

Embalagem de 55 peças

Ref: 2400

Carvão de Moxa



Essência de Moxa - Óleo

Embalagem de 10 ml

Ref: 2500



Bálsamo de Moxa

Embalagem : Boião de 20 g

Ref: 2501

ARTIGOS DE MOXA



Temperatura
Regulável



Regulador / Aplicador de Moxa

Aparelho de duas peças com rosca permitindo um fácil e eficaz controlo da temperatura.

Ref: 2900



APLICADOR DE MOXA - CAIXA MADEIRA

Ref: 2901



APAGADOR / SUPORTE DE MOXA

Ref.: 2150



APAGADOR / SUPORTE DE MOXA C/ PRATO

Ref.: 2151

ARTIGOS DE MOXA



ISQUEIRO MAÇARICO

Isqueiro maçarico metálico para charutos de Moxa.
Recarregável e com chama regulável.

Ref: 2950

ISQUEIRO TOCHA

Isqueiro de balcão, a gás butano, acende rápida e facilmente os charutos de Moxa.

Com função de chama contínua em regime de mãos livres.

Recarregável e de chama regulável.

Ref.: 2951



ARTIGOS MAGNÉTICOS



Ref: 3100

Ímans

Ímans de 800 gauss, em fita adesiva.
Carteiras de 10 unidades.



Bolinhas Magnéticas - Ouro / Prata

Ímans de 800 gauss em bolinhas
revestidas a ouro ou prata, em placa e
com adesivo.
Caixa de 100 unidades

Ref: 3110/3111



Ímans

Ímans de 9000 gauss, em fita adesiva.
Carteiras de 12 unidades.

Ref: 3101



PRESS PELLETS
E
SEMENTES

Press Pellets

Pellets de 6 pontas revestidos a ouro

ou prata.

Caixa de 30 unidades

Ref: 1801 - Prata

Ref: 1803 - Ouro



Press Pellets

Pellets de 1 ponta revestidos a ouro ou prata

Caixa de 100 unidades

Ref: 1800 - Prata

Ref: 1802 - Ouro



PRESS PELLETS
E
SEMENTES



Ref: 4000

Sementes de Vaccariae

Sementes de Vaccariae em placa com adesivo.
Caixa de 100 unidades.

Pinça Adson - 12,5 cm

Ref: 6513



Pinça Iris - 10 cm

Ref: 6512

PALPADORES



Palpador Duplo

Palpador de duas cabeças em metal.

Ref: 5000



Palpador

Palpador simples em metal.

Ref: 5050



Palpador

Palpador de pressão em metal.

Ref: 5100

PALPADORES



Palpador Duplo - Pressão

Palpador de pressão, duas cabeças em metal.

Ref: 5101



Massajador

Massajador simples, com pega, em metal.

Ref: 5200



Massajador — Palpador

Massajador e Palpador de pressão em metal.

Ref: 5150

MASSAJADORES



Martelo Massajador Magnético - Meridianos

Martelo magnético (4000Gauss), com pega.

Ref: 5301



Martelo Massajador - Meridianos

Martelo de meridianos em Madeira.

Ref: 5300



ACU-TAPE

ATEX




Referência	Artigo	Medida
AT01	Acu-Tape ATEX - CREME	5 CM x 5 M
AT02	Acu-Tape ATEX - CREME	2,5 CM x 10 M
AT03	Acu-Tape ATEX - CREME	3,75 CM x 5 M
AT04	Acu-Tape ATEX - CREME	7,5 CM x 5 M
AT05	Acu-Tape ATEX - AZUL	5 CM x 5 M
AT06	Acu-Tape ATEX - AZUL	2,5 CM x 10 M
AT07	Acu-Tape ATEX - ROSA	5 CM x 5 M
AT08	Acu-Tape ATEX - ROSA	2,5 CM x 10 M
AT09	Acu-Tape ATEX - PRETO	5 CM x 5 M







POWER SPIRAL TAPE
ATEX



A-Type (3x4 – 3mm)



B-Type (3x4 – 4mm)



C-Type (5x6 – 4mm)

VENTOSAS



Ventosas

Conjunto de 17 ventosas em acrílico, tubo extensor, bomba de sucção e estojo.

Ref: 6000



Ventosas

Conjunto de 17 ventosas magnéticas (15+2) em acrílico, tubo extensor, bomba de sucção e estojo.

Ref: 6000M



Ventosas

Conjunto de 10 ventosas com ponta magnética.

Ref: 6400

VENTOSAS



Ventosas de Mexa

Unidades de substituição.
Ventosas de Mexa em Vidro.

Ref: 6505 - Ventosa XL - 7,0 cm
Ref: 6506 - Ventosa L - 6,5 cm
Ref: 6507 - Ventosa M - 5,5 cm
Ref: 6508 - Ventosa S - 4,0 cm
Ref: 6509 - Ventosa XS - 3,5 cm

Ventosas

Elementos de substituição.
unidade

Ref: 6504 - Ventosas No. 1 - 5,5 cm x 5 cm
Ref: 6500 - Ventosas No. 2 - 5,0 cm x 5 cm
Ref: 6501 - Ventosas No. 3 - 4,5 cm x 5 cm
Ref: 6502 - Ventosas No. 4 - 3,5 cm x 5 cm
Ref: 6503 - Ventosas No. 5 - 3,0 cm x 5 cm



Bomba de Sucção

Bomba para ventosas de sucção

Ref: 6000B

Tubo Extensão

Tubo de extensão para Ventosas de Sucção

Ref: 6000T



PINÇA



Ref: 6510 (25 cm)

Ref: 6511 (18 cm)

VENTOSAS



Ventosas de Pera - Vidro

Ref: 6600 - Ventosa - 2,5 cm
Ref: 6601 - Ventosa - 3,5 cm
Ref: 6602 - Ventosa - 4,5 cm
Ref: 6603 - Ventosa - 5,0 cm
Ref: 6604 - Ventosa - 5,5 cm



Ventosas de Pera - Acrílico

Ref: 6605 - Ventosa - 2,5 cm
Ref: 6606 - Ventosa - 3,5 cm
Ref: 6607 - Ventosa - 4,5 cm
Ref: 6608 - Ventosa - 5,0 cm
Ref: 6609 - Ventosa - 5,5 cm



T D P



TDP - Ø 16

Ref: CQ - 27 — Analógico

pé alto com tripé e rodas



TDP - Ø 20

Ref: CQ - 36 - Digital

pé alto com tripé e rodas



TDP - 2 x Ø 16

Ref: CQ - 32 - Analógico

pé alto com tripé e rodas



TDP - Ø 27 - Dispositivo de Ação Tripla

Ref: CQ - 55A - Digital

pé alto com tripé e rodas



T D P



TDP - Ø 16

Ref: CQ - 12 - Añalógico

De Mesa.

ELECTRO ACUPUNCTURA



Ref: ES-160

Função Ryodoraku, Electroacupunctura e Localização/Estimulação de pontos.

Aparelho versátil, com um espectro de funções alargado, dá resposta a vários planos terapêuticos de que são exemplo: medições Ryodoraku, programas pré-estabelecidos e memórias programáveis, permitindo:

- Estimulação simultânea de 12 agulhas (6 canais), com 8 modos diferentes de estimulação, incluindo 3 programas pré-estabelecidos.
- Guarda os parâmetros de tratamentos anteriores e dispõe de 16 memórias livres e programáveis.
- Permite a localização de pontos de acupunctura.
- Efectua a leitura de Pontos Ryodo e armazena os respectivos dados

ESPECIFICAÇÕES:

Fonte de Alimentação: Quatro (4) pilhas alcalinas 'LR14'

Número de canais: 6, de controlo independente

Tipo de onda: simétrico, bi-fásico quadrado

Frequência: 0.3-500Hz

Período: 50-400μs, ajustável

Amplitude: - Modo localização/estimulação com sonda: 0-48mA(pico)

Electro-acupunctura: Máx.: 0-32mA +/- 25%, Min.: 0-16mA +/- 25%(pico)

Temporizador: 0-60 minutos

Modos: (1)Constante (2)Burst (3)Surge (4)Fast+Slow (5)Sweep (6)Aleatório prog.1 (7)Aleatório prog.2 (8) Aleatório prog.3

Número de memórias - Memória de parâmetros de tratamento anteriores: 5, um por cada modo (modos aleatórios excluídos)

- Memórias programáveis livres: 16

- Memórias para medições Ryodoraku: 24

Funções de segurança: (1)auto-extinguimento,(2)início do zero,(3)desliga automaticamente se não usada por 5 minutos, (4)detecção de carga da bateria,(5)botão de paragem de emergência,(6)som de função on/off, e(7)som de fim de tratamento.

Dimensões: 239(C) x 174(L) x 41(H)mm

Peso: Aprox. 1.2kg



ELECTRO ACUPUNCTURA

Ref: HT-2

* Inclui Mala de Transporte *



HT-2

O HT-2 é um aparelho que combina a electro-acupunctura com os benefícios da aplicação de Moxa aliando pulsos eléctricos de baixa frequência à produção de calor para potenciar o efeito do tratamento de acupunctura.

Este aparelho usa uma técnica patenteada única que produz o aquecimento da agulha e permite vários modos de tratamento tendo as seguintes funções:

1. Função Moxa - acupunctura com agulha aquecida. Gera um efeito térmico na agulha em que se coloca e mantém uma temperatura constante. Produz o efeito do tratamento com aplicação de Moxa sem o fumo e cheiro que lhe são característicos ;
2. Electroacupunctura, com ou sem função Moxa, possibilitando a regulação independente, canal a canal, de vários parâmetros de saída como: tipo de onda, período e intensidade;
3. Função de detecção de meridianos e pontos;
4. Função de segurança;
5. Função de memória para guardar os parâmetros.

Evita queimaduras, é fácil de operar, prático de usar, seguro e fiável com efeitos benéficos óbvios.


Especificações Técnicas:

O modelo HT-2 tem 6 canais de saída de pulsos eléctricos e aquecimento:

- (1) Largura de pulso: $0.6ms \pm 0.1ms$
- (2) Tipos de onda do aparelho: contínua, denso-dispersa, impacto e três tipos de massagem (E1, E2 e E3)
- (3) Temperatura de aquecimento da função Moxa: $85^{\circ}C \pm 10^{\circ}C$ (variação ligeira dependendo da temperatura do ar). Potência de saída $\leq 5W$
- (4) Amplitude de saída: $80V \geq V_{pp} \geq 25V$ (com 500Ω carga); $60V \geq V_{pp} \geq 15V$ (com 250Ω carga)
- (5) Pulsos de onda contínua entre 0.01s a 1.99s
- (6) Detecção de meridianos e pontos
- (7) Tempo de operação entre 10 a 60 minutos com incrementos de 5 minutos

Corrente de alimentação: AC:220V $\pm 22V$

ELECTRO ACUPUNCTURA



Ref: KWD-808 Versão I ou II


Aparelho de electro-acupunctura:

- frequência e intensidade ajustáveis (1 Hz - 100 Hz)
- 5 tipos de onda reguláveis individualmente;
- temporizador (0 - 60 m) ;
- detector de pontos, com sonda de sensibilidade ajustável;
- ímans de 2000 Gauss;
- fonte de alimentação: AC e DC;
- Output - 6 canais ou 4 canais

Acessórios:

- sonda de detecção de pontos, cabos de ligação com pinças, eléctrodos, micro-eléctrodos magnéticos de 2000 Gauss, bandas, transformador.

ELECTRO ACUPUNCTURA



Ref: IC-1107+

Aparelho de electro-acupunctura, portátil, compacto e leve.

Permite regulação de baixa voltagem para agulhas ou alta para eléctrodos.

Com três canais de saída, de regulação indeoendente e frequência ajustável, emite pulso bifásico.

Equipado com cabos, estojo de transporte, clip de cinto, bateria de 9V.

LASER e T.E.N.S.



Estimulação T.E.N.S. e/ou Laser contínua ou pulsada (10 Hz).

O Pointer Pulse combina terapia Laser com electro-estimulação permitindo usar ambos os tipos de tratamento em simultâneo.

Em modo T.E.N.S. o Pointer pulse produz dois tipos de correntes de saída (mili ou micro amps).

O Pointer Pulse inclui um laser de 650 nm, 5 mW que permite três opções de tratamento: contínuo, pulsado (10 Hz) e desligado.

Especificações: (carga de 500 Ω)

Voltagem e corrente

Zona Azul: 11 volts, 0 a 2 micro amps

Tipo: Onda quadrada assimétrica bifásica

Comprimento onda Laser: 650 nm

Impedância: indicador verde e som

Fonte alimentação: bateria 9 volts

Canais saída: 1

Modo normal: 22.5 volts, 0 a 45 mili amps

Pulso: 260 microsegundos (μS)

Modo: contínuo

Capacidade máxima: 5 mW


Operação Laser: Indicador amarelo

RYODORAKU



BIOPULSE TC

O aparelho é uma ferramenta que pode ser usada para aferir o estado de saúde através da medição da energia dos meridianos permitindo desenvolver um plano terapêutico adequado. O aparelho destina-se a avaliar a actividade funcional dos órgãos e sistemas com base no método Ryodoraku (Nakatani).



MERIDIAN TEST PROGRAM

A utilidade do software é permitir ao aparelho efectuar o interface entre o paciente e o seu computador por forma a integrar a informação recolhida nas medições e se tornar de mais fácil leitura para o terapeuta. Preserva a funcionalidade do método original mas permite ao terapeuta guardar toda a informação numa base de dados e criar gráficos de fácil leitura que pode comparar com dados anteriores e fornecer ao paciente informação do seu estado a cada visita. A leitura directa da sonda para o computador é rápida e permite obter informação de todo o corpo em apenas 5 minutos. O programa é de fácil utilização e rápido e simples de usar.

LOCALIZADOR E ESTIMULADOR DE PONTOS



Acu-Treat Localizador e Estimulador de Pontos

Possibilita a localização de pontos de acupunctura e permite a sua estimulação (em tonificação ou dispersão).

Vem equipado com regulador de sensibilidade para se ajustar à condutividade da pele (seca ou húmida). A impedância é monitorizada através de um gráfico de barras luminoso e indicador sonoro.

Quando ligado, emite um som contínuo que baixa de intensidade quando o ponto é localizado e durante o modo de tratamento. Os tratamentos podem ser efectuados directamente com o aparelho ou confortavelmente através do cabo acessório. Basta premir um botão para mudar de modo de busca para modo de tratamento.

O conjunto inclui um manual com patologias e respectivos protocolos (464 páginas), sonda de tratamento, discos de tratamento autocolantes e bateria.

Especificações:

- 500 ohm teste de carga, 2.5 Hz frequência.
- Volts & Amp. - 0 a 15 volts, 0 a 30 millamps.
- Duração do Impulso: 120 microseconds.
- Tipo de Impulso: onda quadrada, assimétrica, bifásica.
- Opera com uma bateria de 9 V
- Peso: 128 gr.

LOCALIZADOR E ESTIMULADOR DE PONTOS



Pointer Excel II

Possibilita a localização de pontos de acupunctura e permite a sua estimulação em tonificação ou dispersão

Frequência ajustável 1-16 Hz.

Duas ponteiras: aurícula (2 mm) e corpo (4mm) e sonda adicional .

Estojo de transporte.



Pointer Plus

Possibilita a localização de pontos de acupunctura e permite a sua estimulação

Frequência 10 Hz.

Duas ponteiras: aurícula (2 mm) e corpo (4mm) e sonda adicional .

Estojo de transporte.

Pointer Pal


Possibilita a localização de pontos de acupunctura.

Duas ponteiras: aurícula (2 mm) e corpo (4mm) e sonda adicional .

Estojo de transporte.



ELECTROACUPUNCTURA ACESSÓRIOS



Jack 3,5 mm, 2 pinças crocodilo.

Ref: KWD W1

Jack 3,5mm, 2 bananas 2mm.

Ref: KWD J1



Tomada 2 entradas, 2 pinças crocodilo.

Ref: KDW W2

Tomada 2 entradas, 2 bananas de 2mm.

Ref: KWD J2



Almofadas electroestimulação com gel (par).

Ref: KWD P

MODELOS ANATÓMICOS




Modelo anatómico masculino

~
85 cms

Ref: 9001 G


MODELOS ANATÓMICOS



Modelo anatómico masculino

50 cms

Ref: 9001



Modelo anatómico feminino

48 cms

Ref: 9000

MODELOS ANATÓMICOS



Modelo anatómico – Cabeça

20 cms

Ref: 9005




MODELOS ANATÓMICOS



Modelo anatómico – Orelha

12,5 cm

Ref: 9002



Modelo anatómico – Orelha

Tamanho Natural

Ref: 9002 C

MODELOS ANATÓMICOS



Modelo anatómico – Mão

13 cm

Ref: 9004



Modelo anatómico – Pé

15 cm

Ref: 9003



Velas Auriculares

Uma suave acção por efeito de chaminé.

O movimento da chama provoca uma vibração no ar da vela criando um agradável efeito de massagem no tímpano.

DETOX



Os CHI FOOT PATCHES são a solução natural:

Desintoxica enquanto dorme

Melhora o seu estado energético

Diminui a dor nos músculos e articulações

Elimina hematomas e promove a circulação sanguínea.

Ref:

PREMIUM - C/ Chitosan

GOLD - S/ Chitosan

DETOX



DETOX SPA

Tratamento Desintoxicante para pés.
Remove toxinas e reequilibra o estado energético.
Melhora o bem estar e a saúde.

Ref: D-Tox

Inclui: Bacia, Ionizador, Unidade de Controlo e Temporizador, Transformador, Forras Higiénicas (30 pcs), Sal, Colher de Medida, DVD de demonstração (em Inglês).

DETOX KIT

Kit de consumíveis para DETOX SPA.

Ref: D-Tox

Inclui: Ionizador, Forras Higiénicas (30 pcs), Sal.





ÓLEOS, BÁLSAMOS E EMPLASTROS

Óleo de massagem - Gua Sha You

Função: Promover a circulação do Sangue e do Qi.

Ingredientes: Carthamus, Flores; Impatientis, Caules; Cânfora e Água.

Apresentação: Embalagem de 100 ml.



Huo Luo You - New Lock Oil

Indicações:


- Dores musculares
- Contracturas
- Entorses
- Hematomas por traumatismo

Apresentação:
Frasco de 20ml.

Principais Ingredientes:

Água, Glaucium, óleo; Terebinthinae, óleo, Eucalypti, óleo, Mentol, Camphora, Carthami tinctorii, Flores; Sanguis Draconis.

ÓLEOS, BÁLSAMOS E EMPLASTROS



BÁLSAMO DE TIGRE - Branco

Acção rápida, para o alívio sintomático da dor.

Indicações:

- Dores musculares e articulares
- Entorses
- Lumbago
- Tonturas
- Obstrução nasal
- Picadas de insectos
- Prurido

Ingredientes: Cânfora, Óleo desmentolado de Menta, Óleo de Cajuput, Menta, Óleo de Cravo-da-Índia.

Emb: 19,4 g

TIGER BALM JADE TOWER

Bálsamo eficaz, de accção rápida, para o alívio sintomático da dor

Indicações:

- Dores musculares e articulares
- Entorses
- Lumbago
- Tonturas
- Obstrução Nasal
- Picadas de Insectos
- Prurido

Apresentação: Boião de 19 g.



Principais Ingredientes:

Cânfora, óleo desmentolado de Menta, óleo de Cajuput, Menta, óleo de Cravo da India.

Não usar em grávidas, nem em crianças com idade inferior a três anos.



ÓLEOS, BÁLSAMOS E EMPLASTROS



ZHENG GU SHUI - Unguento para Consolidar os Ossos

Função: Elimina a estase e promove a circulação do Xue. Promove a cicatrização óssea.

Indicação: Uso muito popular em desporto, sobretudo Artes Marciais. Fracturas, hematomas, contusões, torções, lacerações, estiramentos.

Modo de uso: Aplicar nas áreas desejadas 3 a 6 vezes ao dia ou colocar na água do banho.

Ingredientes: Cynanchum paniculatum, Raiz; Curcuma phaeocaulis, Rizoma; Zanthoxylum nitidum, Raiz; Schoepfia chinensis, Polygonum cuspidatum, Rizoma; Moghania philippinensis, Raiz; Mentol; Cânfora; Água; Alcool.

Embalagem: Frasco 100 ml.

Precaução: Este produto é apenas para uso externo e não deve ser tomado por via oral. Não usar nos olhos, mucosas ou feridas abertas. Não usar em grávidas nem em crianças com idade inferior a três anos.

DAI WEN JIU GAO - Emplastro

Função:

Aquece e liberta os meridianos, dispersa e alivia a dor.

Indicação:

Dor por invasão de vento frio (costas e membros com bloqueio). Tem também indicação para dores abdominais e diarreia por frio.

Ingredientes:

Cinnamomum, Cortex; Capsicum chinense, Fruto; Zingiberis, Rizoma; Cinnamomum, óleo.

Modo de Uso: Colocar os emplastos sobre os pontos a tratar. Remover ao fim de 24 horas.

Apresentação: Embalagem de 40 emplastos (5 saquetas x 8) de 4 cm x 4 cm.



ÓLEOS, BÁLSAMOS E EMPLASTROS



HUANG LIAN GAO - Golden Cream



© CMCTasly Group

Função: Clarifica o calor, elimina o calor tóxico, dispersa o vento. Nutre e purifica a pele.

Indicação: Eczema e psoríase.

Modo de uso: Aplicar duas vezes ao dia nas áreas afectadas.

Ingredientes: Coptis chinensis, Rizoma 9 g (30%); Siphora flavescens, Raiz, 7.5 g (25%); Vaselina 6 g (20%); Glicerina 4.5 g (15%); Rheum palmatum, Raiz 1.5 g (5%); Gypsum 1.5 g (5%).

Embalagem: Boião de 30 g.

Precaução: Este produto é apenas para uso externo e não deve ser tomado por via oral. Não usar nos olhos, mucosas ou feridas abertas. Não usar em grávidas nem em crianças com idade inferior a três anos.

PI FU PING - Skin Care Cream

Peles sensíveis, vermelhas ou irritadas.

Ingredientes:

Saposhnikovia dicaricata, Raiz; Sophora flavescens, Raiz; Dictamus dasycarpus, Raiz; Atractylodes lancea, Rizoma; Scutellaria baicalensis, Raiz; Ácido Esteárico, Estearato de Glicerol; Glicerina.

Modo de Uso: Espalhar suavemente sobre a pele a tratar.

Apresentação: Bisnaga de 20 g.

Precaução: Este produto é apenas para uso externo e não deve ser tomado por via oral. Não usar nos olhos, mucosas ou feridas abertas. Não usar em grávidas nem em crianças com idade inferior a três anos.





BEE BRAND OIL Óleo de Massagem

O Bee Brand é uma original mistura de plantas e óleos baseada numa receita tradicional de Makassar na Ilha de Sulawesi (Celebes). Prova a sua excepcional qualidade junto dos praticantes de Artes Marciais para uso após o treino diminuindo as dores musculares e acelerando a recuperação destas estruturas.

Este óleo de aplicação tópica, rico e de fácil penetração na pele, é muito eficaz a estimular a circulação sanguínea e pelas suas propriedades analgésicas é particularmente indicado em dores musculares.

Pode também ser usado pelas suas propriedades relaxantes adicionando uma tampa ao banho ou adicionando umas gotas a um banho de vapor para inalação.

Apresentação: Frasco de 90 ml

O Bee Brand é composto por ingredientes naturais que podem solidificar a baixas temperaturas. Este facto não afeta a qualidade do produto.

Principais Ingredientes: Óleo de Coco, Óleo de Cajuput, Óleo de Cravinho, Óleo de Erva-limão, Resina de Pinheiro, Folhas de Pimenta, Raiz de Gengibre, Raiz de Curcuma, Alho, Raiz de Galanga.

Modo de Uso: Aplicar 4-5 gotas de bálsamo na área afectada e massajar. Aplicar após o exercício físico.

ZHEN ZHU MING MU DI YAN YE



Solução ocular.

Função: Clarifica o calor, reduz o Fogo. Diminui os efeitos causados por deficiência de Yin e Xue do Fígado.

Indicações: Olhos secos, vermelhos ou irritados.

Ingredientes:

Margaritiferae, Concha; Borneolum; Excipiente: Água, Cloresto de Sódio, Etilparabeno (E214).

Modo de Uso: 1 a 2 gotas em cada olho, 3 a 5 vezes ao dia.

Apresentação: Frasco de 8 ml.

Precaução: Este produto é apenas para uso externo e não deve ser tomado por via oral. Não usar nos olhos, mucosas ou feridas abertas. Não usar em grávidas nem em crianças com idade inferior a três anos.

ÓLEOS, BÁLSAMOS E EMPLASTROS



CHEMODOL

Emulsão de massagem para qualquer tipo de pele

CHEMOTHERM

Emulsão de massagem que aquece a pele de uma maneira suave.

CHEMODERM

Emulsão de massagem hipo alergica com ingredientes activos naturais. A combinação desta emulsão muito suave com extrato de Camomila e vitamina E torna o Chemoderm particularmente indicado para a massagem e cuidado das peles sensíveis.

Apresentação: Embalagem de 500 ml.

PRESSOTERAPIA



APARELHO DE PRESSOTERAPIA
DL 2002 Digital

- 3 modos de compressão: Sequencial, intermitente e misto
- Intervalo de pressão: 10-180mmHg
- 8 câmaras

Acessórios: 2 pernas, 1 cintura, 1 braço, mangueiras.

Ref: DMSPD



Catálogo de Produtos

Rua Cesaltina Fialho Gouveia, 713 Loja A
(rotunda Staples/Aki)
2645-038 Alcabideche
Portugal

Telemóvel: (351) 91.809.8420
Tel / Fax: (351) 21.483.2651
E-mail: bencao@sapo.pt bencao.pt@gmail.com
<http://www.bencao.pt>
